



MINI Catálogo de Balanzas de Laboratorio



ISO 9001:2008

¡ Ingeniosamente prácticas !

ohaus.com.mx
facebook.com/ohauscorp
youtube.com/ohauschannel



Balanzas y Básculas Ohaus...

¡ Ingeniosamente prácticas !

Por más de 100 años, **OHAUS** ha ganado la reputación de proveedor confiable de Balanzas de precisión y Básculas de alta calidad y económicas, que sobrepasan cualquier necesidad de pesaje.

OHAUS Corporation, su casa matriz se localiza en Parsippany, NJ y cuenta con oficinas en Europa, Asia y Latinoamérica.

OHAUS ha tenido éxito en entender las necesidades del mercado y la industria, excediendo las expectativas del consumidor y cliente, desarrollando relaciones de largo plazo con los Distribuidores Autorizados **OHAUS**, para los diferentes segmentos en Laboratorio, Industria, Comercio, Educación y Mercados específicos.

OHAUS tiene la capacidad de abastecer productos y soluciones de pesaje de alto valor para satisfacer sus necesidades de hoy y la flexibilidad para adaptarse a las demandas del mañana.

SERVICIO, CONFIANZA Y VALOR han sido los parámetros de nuestra relación para proveer los mejores equipos y la más completa gama de soluciones de pesaje, disponibles en el mercado actual.

0.1mg	0.001g	0.005g	0.01g	0.05g	0.1g	0.2g
	MB35					
	MB45					
	AV					
					HH	
AV / PA						
			YA			
// AV / PA		MB25	MB23			
EX			TA		HH / PS	HH
	PA					
			SP / YS		CS / CL	
DV / PA	AV		AV / NV			
EX	EX				EX	
					PS	
AV			TA	YS / YA	TA	
DV	AV / PA					
EX			SP		HH	
			AV		SP	
	EX					
					TA / YA	
			PA		NV / NVL	
			SP		SP / YS	
					TJ611 / 750-S0	
	EX					
			AV			
	EX				YS / NV / NVL	
					TA	
			PA			
					NVT	
					SP	
			AV		AV / YS / NV / NVL	
			EX			
					TJ2611 / 750-S0* / TP2611	
					TA	
			AV / PA			
						NVT
					SP	
					AV / PA	NV
			EX			
					SP	
			EX		EX	
					AV	
			EX		EX	
					EX	
					EX	
0.1mg	0.001g	0.005g	0.01g	0.05g	EX	0.2g



ÍNDICE

Balanzas Semi-Micro Analíticas

- Discovery.....2

Balanzas Analíticas y de Precisión

- Explorer®.....3
- Adventurer™ Pro.....5
- Explorer® Pro Alta
- Capacidad.....7
- Pioneer™.....8

Analizadores de Humedad

- MB45, MB35.....9
- MB25, MB23.....10

Balanzas Portátiles

- Navigator®.....11
- Scout® Pro.....12
- Traveler™.....13
- Compacta YS.....14
- CS, CL.....15
- HH, YA, PS.....16

Balanzas Mecánicas Triple Brazo

- TP2611, 750-S0, TJ2611.....17

Impresoras

- 80252042.....18
- 80251992.....18

Masas

- OIML.....19
- ASTM.....20

Nuevos Productos

- Explorer®, Puertas Automáticas.....21
- Explorer®, Solo
- Calibración Externa.....21
- Explorer® Alta
- Capacidad.....22
- Impresora SF40A.....23
- Equipos de Electroquímica.....24

Discovery



Balanzas Semi-Micro Analíticas:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (mg)
DV215CD*	80104139	81*/210	0.01*/0.1

*DUAL: Doble rango de pesaje. (Capacidad x Sensibilidad)

Balanzas Analíticas:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (mg)
DV114C	80104136	110	0.1
DV214C	80104137	210	0.1
DV314C	80104138	310	0.1

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico, Pesaje porcentual, Conteo de piezas, Chequeo de peso, Pesaje Dinámico / Animal, Peso Neto/Bruto/Tara, Totalización, Densidad, Punto alto, Calibración de pipetas, Estadística.

Unidades de pesaje

Gramos, Miligramos, Kilogramos, Carat, Onza, otras.

- Carcasa metálica.
- Única en su Línea que cuenta con un modelo Semi-micro Analítica.
- Gabinete con amplio acceso y visibilidad a la cámara de pesaje.
- Calibración 100% Automática.
- Línea con mayor resolución.
- Gabinete muy robusto.

Explorer®



Balanzas Analíticas:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
EX124*	83021331	120	0.0001
EX224*	83021332	220	0.0001
EX324*	83021335	320	0.0001

Balanzas de Precisión:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
EX223*	83021341	220	0.001
EX423*	83021342	420	0.001
EX623*	83021348	620	0.001
EX1103*	83021350	1100	0.001
EX2202	83021356	2200	0.01
EX4202	83021357	4200	0.01
EX6202	83021360	6200	0.01
EX10202	83021362	10200	0.01
EX6201	83021361	6200	0.1
EX10201	83021365	10200	0.1

*Incluye Cabina contra corriente de aire

Balanzas Analíticas y de Precisión

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico, Pesaje porcentual, Conteo de piezas, Chequeo de peso, Pesaje Dinámico / Animal, Llenado, Totalización, Formulación, Pesaje diferencial, Densidad, Punto alto, Costo de ingrediente, Ajuste de pipetas, SQC.

Unidades de pesaje

Gramos, Miligramos, Kilogramos, Carat, Onza, Otras.

- Gran y rápida estabilización, excelente repetibilidad y linealidad.
- Prácticos Sensores infrarrojo que funcionan sin tocar la pantalla, para facilitar su operación.
- Moderna pantalla táctil a color, digital, resistente y rápida.
- Sistema automático e inteligente de calibración. INCAL programado en tiempo.
- Amigable nivelación y otras funciones.
- Modelos de Precisión con máxima sensibilidad, 1.1 kg x 0.001 g y 10.2 kg x 0.01 g.



Adventurer™ Pro



Balanzas Analíticas:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (mg)
AV64*	80103760	65	0.1
AV64C*	80103761	65	0.1
AV114*	80103738	110	0.1
AV114C*	80103739	110	0.1
AV264*	80103780	260	0.1
AV264C*	80103781	260	0.1

Balanzas de Precisión:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
AV53*	80103500	51	0.001
AV213*	80103812	210	0.001
AV213C*	80103813	210	0.001
AV313*	80103833	310	0.001
AV313C*	80103834	310	0.001
AV212	80103520	210	0.01
AV212C	80103898	210	0.01
AV412	80103530	410	0.01
AV412C	80103952	410	0.01
AV812	80103550	810	0.01
AV812C	80103964	810	0.01
AV2102	80103875	2100	0.01
AV2102C	80103876	2100	0.01
AV3102	80103910	3100	0.01
AV3102C	80103911	3100	0.01
AV2101	80103570	2100	0.1
AV2101C	80103976	2100	0.1
AV4101	80103580	4100	0.1
AV4101C	80103988	4100	0.1
AV8101	80103600	8100	0.1
AV8101C	80104100	8100	0.1

*Incluye Cabina contra corriente de aire
C- Con Calibración Interna integrada. InCal

Balanzas Analíticas y de Precisión

Funciones o modos de pesaje

Pesaje Básico, Pesaje de Dinámico / Animales, Conteo de piezas con re-ajuste automático de muestra, Pesaje Porcentual, Chequeo de peso, Totalización, Resultado sostenido.

Unidades de pesaje

mg, g, kg, ct, N, lb, oz, oz t, GN, dwt, mommes, carat, mesghal, tael (3), ticals unidad de usuario.

- Elegante diseño.
- 2da. Interface RS232 o USB, opcionales.
- Algunos modelos de Precisión son portátiles, operan con batería y con Adaptador para corriente alterna.



Balanzas de Precisión, Modelos con Aprobación NTEP:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
AV53N*	80103505	51	0.02
AV212N**	80103525	210	0.1
AV412N**	80103535	410	0.1
AV612N**	80103492	610	0.1
AV812N**	80103555	810	0.1
AV2101N**	80103575	2100	1
AV4101N**	80103585	4100	1
AV6101N**	80103495	6100	1
AV8101N**	80103605	8100	1

* Unidades de pesaje en: mg, g, oz, ct, pennyweight, oz:t, grain.

** Unidades de pesaje en: kg, g, oz, lb, ct, pennyweight, oz:t, grain.

Modo de pesaje: Pesaje básico.

Explorer® Pro Alta Capacidad



Balanzas de Precisión de Alta Capacidad:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
EP12001	80108961	12000	0.1
EP12001C	80108960	12000	0.1
EP22001	80108965	22000	0.1
EP22001C	80108964	22000	0.1
EP32001	80108969	32000	0.1
EP32001C	80108968	32000	0.1

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico, Conteo de piezas, Llenado, Pesaje Dinámico / Animales, Chequeo de peso, Pesaje diferencial, Formulación, Chequeo rápido, Estadística.

Unidades de pesaje

g, kg, lb, oz, oz t, ct, dwt, tals (3), mommes, GN, ti, N, unidad del usuario.

- Diseño robusto
- Amplio platillo de pesaje de acero inoxidable.
- Gran pantalla LCD para una excelente visualización de los resultados.
- Mensajes de texto y menús desplegables para guiar al usuario a través de la instalación y las aplicaciones.
- Para usos industriales y con Formulación y Estadística.

Pioneer™



Balanzas Analíticas:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
PA64	80251550	65	0.0001
PA64C	80251556	65	0.0001
PA114	80251551	110	0.0001
PA114C	80251557	110	0.0001
PA214	80251552	210	0.0001
PA214C	80251558	210	0.0001

Balanzas de Precisión:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
PA153*	80251562	151	0.001
PA153C*	80251565	151	0.001
PA313*	80251621	310	0.001
PA313C*	80251622	310	0.001
PA512	80251571	510	0.01
PA512C	80251576	510	0.01
PA1502	80251572	1510	0.01
PA1502C	80251577	1510	0.01
PA3102	80251623	3100	0.01
PA3102C	80251624	3100	0.01
PA4101	80251575	4100	0.1
PA4101C	80251428	4100	0.1

*Incluye Cabina contra corriente de aire

C- Con Calibración Interna integrada. InCal

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico, Conteo de piezas, Pesaje porcentual.

Unidades de pesaje

mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, Newton, ozt, teals, unidad del usuario.

- Ideal para pesaje rutinario básico.
- Sencillas aplicaciones para un funcionamiento sin complicaciones.
- Económica.

MB45



MB35



Modelo	MB45	MB35
No. Catálogo SAP	11113001	11113002
Capacidad x sensibilidad (g)	45 x 0.001 g	35 x 0.001 g
Repetibilidad a 3g	0.05 %	0.05 %
Repetibilidad a 10g	0.015 %	0.015 %
Porcentaje de lectura	0.01 %	0.01 %
Intervalo de temperatura	50 a 200 °C (incrementos de 1 °C)	50 a 160 °C (incrementos de 5 °C)
Rango de humedad	0.01 % a 100%	0.01 % a 100%
Resultados en pantalla	% Humedad % Sólidos Tiempo Temperatura Peso Prueba de ID Curva de secado	% Humedad ----- Tiempo Temperatura Peso -----
Criterios de finalización	a) automática libre b) automática c) cronometrada d) manual	b) automática c) cronometrada -----
Perfil de desecado	1.- Standard 2.- Rápido 3.- Rampa 4.- Paso a paso	1.- Standard ----- ----- -----
Tiempo programable	1 – 120 min.	1 – 120 min.
Fuente de calentamiento	Halógeno	
Puerto de salida	RS232	

- El MB45 ofrece avanzadas opciones de calentamiento, óptimo rendimiento y base de datos integrada para guardar hasta 50 procedimientos de secado para maximizar la productividad y estadística para los resultados.
- Gráfica de secado en pantalla; en tiempo real.
- Rapidez.
- Alta Repetibilidad en resultados de % de humedad.

MB25

MB23



Modelo	MB25	MB23
No. Catálogo SAP	80252472	80252470
Capacidad x sensibilidad (g)	110 x 0.005 g	110 x 0.01 g
Repetibilidad a 3g	0.2 %	0.3 %
Repetibilidad a 10g	0.05 %	0.2 %
Porcentaje de lectura	0.05 %	0.1 %
Intervalo de temperatura	50 a 160 °C (incrementos de 5 °C)	
Rango de humedad	0.05 % a 100%	0.1 % a 100%
Resultados en pantalla	% Humedad % Sólidos Tiempo Temperatura Peso ----- -----	% Humedad % Sólidos Tiempo Temperatura Peso ----- -----
Criterios de finalización	----- b) automática c) cronometrada d) manual	
Perfil de desecado	1.- Standard ----- ----- -----	
Tiempo programable	1 – 99 min.	
Fuente de calentamiento	Halógeno	Infrarojo
Puerto de salida	RS232	

- Económicas.
- Opciones para emisor de calentamiento en Halógeno o infrarojo.

Navigator®



Navigator® NVT ¡Incluye Batería recargable!

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
NVT1601/1	83032011	1600	0.1
NVT3201/1	83032015	3200	0.2
NVT6401/1	83032019	6400	0.5
NVT10001/1	83032023	10000	0.5
NVT16000/1	83032027	16000	1

Navigator® NVL ¡Incluye Batería recargable!

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
NVL511/1	83032267	510	0.1
NVL1101/1	83032271	1100	0.1
NVL2101/1	83032275	2100	0.1
NVL5101/1	83032279	5100	0.5
NVL10000/1	83032283	10000	1
NVL20000/1	83032287	20000	1

Navigator® NV Con baterías alcalinas

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
NV212	83032290	210	0.01
NV511	83032292	510	0.1
NV1101	83032294	1100	0.1
NV2101	83032296	2100	0.1
NV4101	83032298	4100	0.2
NV5101	83032300	5100	0.5

Funciones o modos de pesaje

Pesaje, Pesaje porcentual, Conteo de partes, Chequeo de peso, Resultado sostenido, Acumulación.

Unidades de pesaje

Gramos, Kilogramos, Libras, Onza (decimal o fracción), Libra:Onza (decimal o fracción), Onza troy, Grain, Newton, Carat, Pennyweight, Hong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola.

- Lectura rápida y estable, 1 segundo.
- Resistente protección de sobrecarga de 400% de la capacidad.
- Portátiles con batería interna o baterías alcalinas.
- Diferentes dimensiones de plato.
- USB, RS232 y Ethernet opcional.

Scout® Pro



Balanza Electrónica Portátil:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
SP202	80104002	200	0.01
SP402	80104003	400	0.01
SP602	80104010	600	0.01
SP401	80104004	400	0.1
SP601	80104005	600	0.1
SP2001	80104006	2000	0.1
SP4001	80104007	4000	0.1
SP6001	80104051	6000	0.1
SP6000	80104008	6000	1

Funciones o modos de pesaje

Conteo de piezas con reajuste de APW, Pesaje porcentual, Totalización, Resultado sostenido.

Unidades de pesaje

g, kg, oz, lb, lb:oz, oz t, dwt.

- Altamente Resistente y estable para su tamaño.
- Rendimiento y productividad superior.
- Dispositivo de seguridad para transportarse.
- USB o RS232, opcionales.
- Pantalla LCD auxiliar, opcional.
- Múltiples funciones para aplicaciones de laboratorio e industria.

Traveler™



Balanza Electrónica Portátil:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
TA152	80251648	150	0.01
TA302	80251649	300	0.01
TA301	80251650	300	0.1
TA501	80251651	500	0.1
TA1501	80251652	1500	0.1
TA3001	80251653	3000	0.1
TA5000	80251655	5000	1.0

Unidades de pesaje

g, N

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico

- Protector provisional diseñado con una pieza central fácil de retirar que puede ser utilizada como un contenedor de prueba de alta calidad.
- Tres botones para su fácil operación.
- Opción de peso por debajo de la balanza.
- Se pueden apilar.
- Adaptador AC (incluido) ó 4 baterías AA (no incluidas).

YS



Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
YS202	80252140	200	0.01
YS302	80252141	300	0.05
YS601	80252142	600	0.1
YS1101	80252143	1100	0.1
YS2101	80252144	2100	0.1
YS5001	80252145	5000	0.5

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico, Conteo de piezas.

Unidades de pesaje

g, oz, oz t, pennyweights, lb, tales (3), ct.

- Amplio platillo de pesaje.
- Dos teclas de función.
- Económica.

CS



Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
CS200	71142845	200	0.1
CS2000	71142846	2000	1.0
CS5000	71142847	5000	1.0

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico

Unidades de pesaje

g, lb:oz, Newton, otras.

- Platillo de acero inoxidable.
- Adaptador de corriente.
- Indicador de pila baja y función de apagado automático.
- Económica.
- Opción de accesorios.



CL

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
CL201	80010610	200	0.1
CL2000	80010611	2000	1.0
CL5000	80010612	5000	1.0

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico

Unidades de pesaje

g, lb:oz, ozt, dwt.

- Platillo de plástico.
- Adaptador de corriente, no incluido.
- Opera con baterías alcalinas AA.
- Super económica.

Hand - Held

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
HH120D	71142841	0-60 / 60-120	0.1 / 0.2
HH120	71142842	120	0.1
HH320	71142844	320	0.1

- Pantalla LCD luminada, Back Light.
- Tapa protectora.
- Elegante y comodo diseño.
- Opción de modelo Dual.

YA

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
YA102	80251910	100	0.01
YA302	80251911	300	0.05
YA501	80251912	500	0.1

- Ligera, con protección tipo calculadora.
- Ideal para aplicaciones de joyería o uso doméstico.
- Pantalla LCD iluminada en azul intenso.
- Modelo con mayor capacidad.
- Platillo metálico.
- Económica.

PS

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
PS121	80104060	120	0.1
PS251	80104061	250	0.1

- Funcionamiento rápido y sencillo con solo dos teclas de función.
- Plato/cubierta deslizante que protege la pantalla.
- Opera con baterías de litio, tipo reloj.
- Super económica.

HH



YA



PS



TP2611, 750-S0, TJ2611

Modelo	TP2611*, TJ2611*	750-S0	750-S0+707-00
No. Catálogo SAP	80621692, 80252049	80000012	80000012+80780108
Capacidad / Alcance máximo (g) Sin accesorio de juego de pesas	610	610	-----
Capacidad / Alcance máximo (g) Con accesorio de juego de pesas	2610	-----	2610
Sensibilidad (g)	0.1		
Calibraciones			
Barra delantera (g)	10 X 0.1		
Barra central (g)	500 X 100		
Barra trasera (g)	100 X 10		

*Con juego de masas/pesas, 707-00 incluidas

- El modelo 750-S0, con accesorio de juego de masas/pesas 707-00 g alcanzan los 2610 g.

- Tradicional y calidad metrológica en aplicaciones donde no existe electricidad.
- Para múltiples aplicaciones de pesaje.
- Calidad y durabilidad.
- Precisas, confiables y modernas.
- Ideal en Educación y Enseñanza.

TP2611

- Diseño ergonómico.
- Platillo cuadrado.
- Accesorios para determinar Gravedad Específica.
- Color azul.



750-S0

- Fabricada en Europa.
- Diseño Tradicional Ohaus.



707-00



TJ611

- Super Económica.

Impresoras 80252042

- Impresión con impacto.
- Para montaje en mesa ó pared. Uso Laboratorio.
- Fácil carga de papel.
- Detección de falta de papel.
- Incluye adaptador de corriente AC.
- Fácil comunicación a balanzas Ohaus, al tener opción de cable diseñado por Ohaus.



Modelo / No. de Catálogo SAP	80252042
Método de impresión	Matriz de punto
Alimentación eléctrica	Adaptador AC, 120V 60Hz
Dimensiones (A x L x H) (cm)	10.6 x 18 x 8.8
Estándar seguridad	CE Marking/TUV – Clase GS/FCC

Impresora 80251992

- Papel de impresión térmico.
- Es veloz y de gran calidad. Uso Laboratorio.
- Silenciosa y económica.
- Fácil carga de papel.
- Detección de falta de papel.
- Incluye adaptador de corriente alterna AC.
- Fácil comunicación a balanzas Ohaus, al tener opción de cable diseñado por Ohaus.



Modelo / No. de Catálogo SAP	80251992
Método de impresión	Papel Térmico
Alimentación eléctrica	Adaptador AC, 120-230V 60Hz
Dimensiones (A x L x H) (cm)	10 x 19.1 x 9

Masas Individuales OIML Clase E2 y F1.



Masas / Pesas OIML

Acero Inoxidable, no grabada

	Clase E2		Clase F1	
Descripción	Sin Certificado	Con Certificado NVLAP	Sin Certificado	Con Certificado NVLAP
1 mg	80780260	80780284	80780307	80780331
2 mg	80780261	80780285	80780308	80780332
5 mg	80780262	80780286	80780309	80780333
10 mg	80780263	80780287	80780310	80780334
20 mg	80780264	80780288	80780311	80780335
50 mg	80780265	80780289	80780312	80780336
100 mg	80780266	80780290	80780313	80780337
200 mg	80780267	80780291	80780314	80780338
500 mg	80780268	80780292	80780315	80780339
1 g	80780269	80780293	80780316	80780340
2 g	80780270	80780294	80780317	80780341
5 g	80780271	80780295	80780318	80780342
10 g	80780272	80780296	80780319	80780343
20 g	80780273	80780297	80780320	80780344
50 g	80780274	80780298	80780321	80780345
100 g	80780275	80780299	80780322	80780346
200 g	80780276	80780300	80780323	80780347
500 g	80780277	80780301	80780324	80780348
1 kg	80780278	80780302	80780325	80780349
2 kg	80780279	80780303	80780326	80780350
5 kg	80780280	80780304	80780327	80780351
10 kg	80780281	80780305	80780328	80780352
20 kg	80780282	80780306	80780329	80780353
50 kg	80780283	---	80780330	---

Masas Individuales ASTM Clase 1



Masas / Pesas ASTM Clase 1

Acero Inoxidable, grabada

Descripción	Sin Certificado	Con Certificado NVLAP	Sin Certificado	Con Certificado NVLAP
1 mg	80781101	80781102	-	-
2 mg	80781103	80781104	-	-
5 mg	80781107	80781108	-	-
10 mg	80781109	80781110	-	-
20 mg	80781111	80781112	-	-
50 mg	80781115	80781116	-	-
100 mg	80781117	80781118	-	-
200 mg	80781119	80781120	-	-
500 mg	80781123	80781124	-	-
1 g	80781125	80781126	-	-
2 g	80781127	80781128	-	-
5 g	80781131	80781132	-	-
10 g	80781133	80781134	-	-
20 g	80781135	80781136	80780022*	80850270*
40 g	-	-	80780025*	80850273*
50 g	80781139	80781140	80780028*	80850276*
100 g	80781141	80781142	80780020*	80850268*
200 g	80781143	80781144	80780023*	80850271*
400 g	-	-	80780026*	80850274*
500 g	-	-	80780029*	80850277*
1 kg	-	-	80780021*	80850269*
2 kg	-	-	80780024*	80850272*
4 kg	-	-	80780027*	80850275*
5 kg	80781001	80781002	-	-
10 kg	80781003	80781004	-	-
20 kg	80781005	80781006	-	-
30 kg	80781007	80781008	-	-

*Con estuche.

¡NUEVOS PRODUCTOS!

Explorer®



Balanzas Analíticas, modelos con puertas automáticas:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
EX124/AD	30061976	120	0.0001
EX224/AD	30061977	220	0.0001
EX324/AD	30061978	320	0.0001



Balanzas de Precisión, modelos solo con Calibración externa:

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
EX223/E	30061979	220	0.001
EX423/E	30061980	420	0.001
EX2202/E	30061981	2200	0.01
EX4202/E	30061982	4200	0.01
EX6202/E	30061983	6200	0.01
EX6201/E	30061984	6200	0.1

Explorer®



Balanzas de Precisión de Alta Capacidad

Modelo	No. Catálogo SAP	Capacidad (g)	Sensibilidad (g)
EX12001	30057063	12000	0.1
EX24001	30057064	24000	0.1
EX35001	30057065	35000	0.1

Funciones o modos de pesaje

Pesaje básico, Porcentual, Conteo de piezas, Chequeo de peso, Pesaje Dinámico / Animal, Llenado, Totalización, Formulación, Pesaje diferencial, Densidad, Punto alto, Costo de ingrediente, SQC.

Unidades de pesaje

g, kg, lb, oz, oz t, ct, dwt, tael (3), mommes, GN, ti, N, unidad del usuario.

- Rápida estabilización, excelente repetibilidad y linealidad.
- Gran diseño modular, robusto y con protección IP54 en base de pesaje.
- Amplio plato de acero inoxidable.
- 2 prácticos sensores infrarrojo que funcionan sin tocar la pantalla, para facilitar su operación.
- Moderna pantalla táctil a color, digital, resistente y rápida.
- Accesorio Opcional: Patas rodantes ajustables, torre y batería recargable para 10 horas de operación.
- ¡Ideal para aplicaciones en el Laboratorio y la Industria!

Impresora SF40A



Modelo / No. de Catálogo SAP	-----
Método de impresión	De impacto
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensiones (A x L x H) (cm)	14 x 20.5 x 7.3

- Alto rendimiento y múltiples funciones en una impresora portátil de impacto.
- Calidad y durabilidad OHAUS.
- Modos de Estadística y Totalización.
- Reloj en tiempo real.
- Lenguaje operacional en 13 idiomas.
- Fácil de usar, 6 teclas de función.
- Software de configuración desde la PC.

Productos de Electroquímica

Parámetros

- pH
- Conductividad
- Oxígeno disuelto
- Solidos Totales Disueltos (TDS)
- Potencial Oxido Reducción (ORP)
- Salinidad

Medidores de Mesa

Modelo y Descripción	No. Catálogo SAP
Bench pH Meter ST2100-B	30057494
Bench pH Meter ST2100-E	30057495
Bench pH Meter ST2100-F	30057496
Bench pH Meter ST3100-B	30057497
Bench pH Meter ST3100-F	30058489
Bench Cond Meter ST3100C-B	30058730
Bench Cond Meter ST3100C-F	30058731



Medidores Portátiles

Modelo y Descripción	No. Catálogo SAP
Portable Meter ST300-B	83033962
Portable Meter ST300	83033961
Portable Meter ST300C	83033964
Portable Meter ST300D-B	30031656
Portable Meter ST300D	30031655



Medidores de Bolsillo

Modelo y Descripción	No. Catálogo SAP
Pen Meter ST10	30073970
Pen Meter ST20	30073971
Pen Meter ST10C-A	30073972
Pen Meter ST10C-B	30073973
Pen Meter ST10C-C	30073974
Pen Meter ST20C-A	30073975
Pen Meter ST20C-B	30073976
Pen Meter ST20C-C	30073977
Pen Meter ST10T-A	30073978
Pen Meter ST10T-B	30073979
Pen Meter ST20T-A	30073980
Pen Meter ST20T-B	30073981
Pen Meter ST10S	30073982
Pen Meter ST20S	30073983
Pen Meter ST10R	30073984
Pen Meter ST20R	30073985



Solicite mayor información al siguiente correo electrónico ohausmex@ohaus.com


Productos de Electroquímica

Electrodos

Modelo y Descripción	No. Catálogo SAP
ST320 replacement pH electrode	83033967
ST310 replacement pH electrode	83033965
STPURE replacement pH electrode	83033969
ST230 replacement pH electrode	83033968
ST210 replacement pH electrode	83033966
STREF2 replacement reference electrode	30059254
STREF1 replacement reference electrode	30059253
STORP2 replacement ORP electrode	30038553
STORP1 replacement ORP electrode	30038555
STCON3 replacement Conductivity electrode	83033972
STDO11 replacement DO electrode	30031639
STTEMP30 replacement Temperature electrode	83033970

Soluciones y Buffers de calibración

Modelo y Descripción	No. Catálogo SAP
Buffer pH4.01 250ml*6	30065083
Buffer pH7.00 250ml*6	30065084
Buffer pH10.00 250ml*6	30065086
Buffer Powder pH4.01;7.00;10.01	83033971
Standard Conduct 84uS/cm 250ml*6	30065087
Standard Conduct 1413uS/cm 250ml*6	30065088
Standard Conduct12.88mS/cm 250ml*6	30065089
pH sensor storage solution(125ml)	30059256
pH electrode Reference Electrolyte	30059255



Starter 2100

Medidor de pH económico

Modelo	ST2100
Rango de medición	0.00... 14.00 pH -1999... 1999mV 0°C... 100 °C
Resolución	0.01 pH 1 mV 0.1 °C
Calibración	2 puntos 1 grupo predefinido



Starter 3100

Medidor de pH avanzado

Modelo	ST3100*
Rango de medición	-2.00... 16.00 pH -1999... 1999 mV -5 °C... 110 °C
Resolución	0.01 pH 1 mV 0.1 °C
Calibración	3 puntos 3 grupos predefinidos
Memoria	99 mediciones Última calibración



Starter 3100C

Medidor de conductividad

Modelo	ST3100C*
Rango de medición	0.00 µS/cm... 199.9 mS/cm 0.1 mg/L ... 199.9 g/L (TDS) 0.00... 19.99 psu (Salinidad) 0 °C... 100 °C





Starter 300

Medidor de pH

Modelo	ST300*
Rango de medición	0.00...14.00 pH -1999...1999 mV 0 °C...100 °C
Resolución	0.01 pH 1 mV 0.1 °C

Starter 300D

Medidor de Oxígeno Disuelto

Modelo	ST300D*
Rango de medición	0.00 a 199.9%; 200 a 400% 0.00 a 19.99; 200 a 45.0 mg/L 0.00 a 19.99; 20.0 a 45.0 ppm 0 °C a 50 °C
Resolución	0.1%; 1% 0.1 mg/L; 1 mg/L 0.01 ppm; 0.1 ppm 0.1 °C

Starter 300C

Medidor de Conductividad

Modelo	ST300C*
Rango de medición	0.0 μ S/cm...199.9mS/cm 0.1 mg/L...199.9 g/L(TDS) 0 °C...100 °C
Resolución	Rango automático 0.1 °C



Medidores de pH

Modelo	ST10	ST20
Rango	0.0-14.0	0.00-14.00
Resolución	0.1 pH	0.01 pH

Medidores de ORP

Modelo	ST10R	ST20R
Rango	-1000mV-1000mV	-1000mV-1000mV
Resolución	1mV	1mV

Medidores de Conductividad

Modelo	ST10C-A	ST10C-B	ST10C-C
Rango	0.0-199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0-1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0.00-19.99 mS/cm
Resolución	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	10 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Medidores de TDS

Modelo	ST10T-A	ST10T-B
Rango	0.0-100.0 mg/L	0-1000 mg/L
Resolución	0.1 mg/L	1 mg/L

Medidores de Salinidad

Modelo	ST10S	ST20S
Rango	0.0-10.0 ppt	0.0-80.0 ppt
Resolución	0.1 ppt	0.1 ppt

Visita nuestra página web

www.ohaus.com.mx

y conoce nuestra interesante
línea de Básculas Industriales.

Serie EC



Valor™ 1000



**Valor™ 3000
Xtreme**



**Defender™
Serie 3000**



Indicador T71XW



Contacte localmente a su Distribuidor Autorizado OHAUS

OHAUS LATINOAMERICA
Ohaus de México, S.A. de C.V.

Managua 697 - 404, Col. Lindavista,
México, D.F. 07300

Tel: (52 55) 5752-5746 / Fax: (52 55) 5752-7029

Lada: 01 800 718-0553

ohausmex@ohaus.com

www.ohaus.com.mx

Ohaus Corporation
Parsippany, NJ 07058 USA

www.ohaus.com

Tel: 1 800 672-7722 / 973 593-0359



Impresión

08.Mayo.2013

www.ohaus.com.mx